

*biocluster*开发流程规范

——何胜 2016.7.18

- *tool&agent*开发和测试
 - 软件安装
 - *files*
 - *packages*
 - *tool&agent*开发
 - *api*
 - 测试
 - 常见问题
- *module&workflow*开发和测试
 - *workflow*
 - *module*
 - 常见问题
- *controller*网页接口开发和测试
 - 网页投递流程与*mongo*数据库
 - 即时 (*instant*) 模式
 - 投递 (*submit*) 模式
 - 测试
 - 开启端口
 - *post*数据
 - 常见问题

- `~/app/` # `app`目录下用于安装所有软件
- `bioinfo` # 生信软件安装目录
- `database` # 数据库存放目录
- `gcc` # `gcc`编译器目录
- `install_packages` # 软件安装包存放目录
- `library` # 库文件目录
- `program` # 其他软件程序安装目录(包括`python`、`perl`、`R`、`java`等)
- 软件安装流程:
 - 安装包下载到`install_packages`,当前路径解压
 - 咨询邱萍(余果)安装到特定目录下编译安装
 - 不要添加任何环境变量
- `python`包的安装:
 - 尽量使用源码编译, 安装包也放在`install_packages`

常见软件/包的安装方式:

- 普通软件
 - `cd` 到软件目录, 请务必仔细阅读README文件, 很多情况不遵循下面的安装方式
 - `./configure -h` # 运行配置程序, 查看所有可配置选项
 - `./configure --prefix=/to/your/target/dir` # 配置安装时的目的路径等等, 检查安装可行性(有时需要在目的文件夹运行软件安装包中的`configure`程序), 生成`make`文件
 - `make` # 编译程序, 生成可执行文件
 - `make install` # 安装软件程序到目标目录
- python包的安装:
 1. 在源码安装包解压后, 在目录下使用`python set_up.py install`进行安装, 安装到当前python的第三方包处
 2. 直接使用`pip install` 包名, 自动安装完

常见软件/包的安装方式:

- 普通软件
 - `cd` 到软件目录, 请务必仔细阅读README文件, 很多情况不遵循下面的安装方式
 - `./configure -h` # 运行配置程序, 查看所有可配置选项
 - `./configure --prefix=/to/your/target/dir` # 配置安装时的目的路径等等, 检查安装可行性(有时需要在目的文件夹运行软件安装包中的configure程序), 生成make文件
 - `make` # 编译程序, 生成可执行文件
 - `make install` # 安装软件程序到目标目录
- python包的安装:
 1. 在源码安装包解压后, 在目录下使用`python set_up.py install`进行安装, 安装到当前python的第三方包处
 2. 直接使用`pip install` 包名, 自动安装完

- *perl*包安装：
 - *cd*到包解压目录，看说明，一般情况如下
 - *perl Makefile.PL*
 - *make test* # 可选
 - *make install*
 - 或者直接使用*cpan -i* 包名，自动安装
- *R*包的安装：
 - *R CMD INSTALL --byte-compile*(可选) *R*模块的压缩包
 - 或者，进入*R*的控制台：
 - *install.packages*("包名称", *dependencies=TRUE*)
 - *install.packages*("安装压缩包", *repos=NULL*, *type="source"*)

tool&agent开发和测试—files

只有当文件会作为`tool`的输入文件时需要写`file`类型命名：文件名:`blast_xml.py`>>类名:`BlastXmlFile`

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# __author__ = 'shenghe'
from biocluster.iofile import File
from biocluster.core.exceptions import FileError
from Bio.Blast import NCBIXML

class BlastXmlFile(File):
    """
    定义blast+比对输出类型为5结果文件的xml格式，测试blast+为2.3.0版本
    """
    def __init__(self):
        super(BlastXmlFile, self).__init__()

    def get_info(self):
        """
        获取文件属性
        """
        super(BlastXmlFile, self).get_info()
        blast_info = self.get_xml_info()
        self.set_property('query_num', blast_info[0])
        self.set_property('hit_num', blast_info[1])
        self.set_property('hsp_num', blast_info[2])

    def get_xml_info(self):
        """
        获取blast结果xml的信息
        """
        return
```

继承自File类

重写get_info

设定prop

```
def check(self):
    """
    检测文件是否满足要求，发生错误时应该触发FileError异常
    """
    if super(BlastXmlFile, self).check():
        # 父类check方法检查文件路径是否设置，文件是否存在，文件是否为空
        blastxml = NCBIXML.parse(open(self.path))
        try:
            blastxml.next()
        except ValueError:
            raise FileError('传入文件类型不正确，无法解析，请检查文件是否正确，或者生成文件')
        except Exception as e:
            raise FileError('未知原因导致blastxml文件解析失败:{}'.format(e))
        return True

    def convert2table(self, outfile):
        """调用packages中的xml2table方法来转换到table格式"""
        from mbio.packages.align.blast.xml2table import xml2table
        xml2table(self.path, outfile)
```

重写check方法

测试：本地可直接测试**基本功能**

```
if __name__ == '__main__': # for test
    a = BlastXmlFile()
    # a.set_path('C:\\Users\\sheng.he.MAJORBIO\\Desktop\\annotation\\annotation\\NR\\transcript.fa_vs_nr.blasttable.xls')
    a.set_path('C:\\Users\\sheng.he.MAJORBIO\\Desktop\\annotation\\annotation\\NR\\transcript.fa_vs_nr.xml')
    a.check()
    a.get_info()
    a.convert2table('C:\\Users\\sheng.he.MAJORBIO\\Desktop\\test.xls')
```


使用相对自由的功能函数

1. *tool*中的实际计算函数，必须占用较少的资源
2. *tool/module*中常被公用的处理功能函数

注意：

- *packages*如果消耗资源很多，尽量写成脚本文件放在软件安装处
- **不要使用绝对路径**，*config*对象提供*app*目录的路径
- 需要使用*r*模板之类的文件(当*python*需要执行大段R代码或者其他语言的代码，而该代码中需要*python*处理数据信息时，务必使用模板库，例如*mako*，保证代码整洁可读)，使用*os.path.realpath(__file__)*获取当前文件夹路径，同样不要使用绝对路径
- *packages*作为相对自由的函数，可以在*python*控制台中直接测试，*import*函数对象，测试函数功能

tool&agent开发和测试—tool&agent开发—agent

```
class BlastAgent(Agent):  
    """  
    ncbi blast+ 2.3.0 注意：在outfmt为6时不按照ncbi格式生成table，而是按照特殊的表头类型，参见packages.align.blast.xml2table  
    version 1.0  
    author: shenghe  
    last_modify: 2016.6.15  
    """  
    def __init__(self, parent):  
        super(BlastAgent, self).__init__(parent)  
        self._fasta_type = {'Protein': 'prot', 'DNA': 'nucl'}  
        self._blast_type = {'nucl': {'nucl': ['blastn', 'tblastn'],  
                                     'prot': ['blastx']},  
                             'prot': {'nucl': [],  
                                       'prot': ['blastp']}}  
        self._database_type = {'nt': 'nucl', 'nr': 'prot', 'kegg': 'prot', 'swissprot': 'prot', 'string': 'prot'}  
        options = [  
            {"name": "query", "type": "infile", "format": "sequence.fasta"}, # 输入文件  
            {"name": "query_type", "type": "string"}, # 输入的查询序列的格式，为nucl或者prot  
            {"name": "database", "type": "string", "default": "nr"},  
            # 比对数据库 nt nr string swissprot kegg customer_mode  
            {"name": "outfmt", "type": "int", "default": 5}, # 输出格式，数字遵从blast+  
            {"name": "blast", "type": "string"}, # 设定blast程序有blastn, blastx, blastp, tblastn，此处需要严格警告使用者必须选择正确的比对程序  
            {"name": "reference", "type": "infile", "format": "sequence.fasta"}, # 参考序列 选择customer时启用  
            {"name": "reference_type", "type": "string"}, # 参考序列(库)的类型 为nucl或者prot  
            {"name": "evaluate", "type": "float", "default": 1e-5}, # evaluate值  
            {"name": "num_threads", "type": "int", "default": 10}, # cpu数  
            {"name": "num_alignment", "type": "int", "default": 500}, # 序列比对最大输出条数，默认500  
            {"name": "outxml", "type": "outfile", "format": "align.blast.blast_xml"}, # 输出格式为6时输出  
            {"name": "outtable", "type": "outfile", "format": "align.blast.blast_table"}, # 输出格式为5时输出  
            # 当输出格式为非5，6时，只产生文件不作为outfile  
        ]  
        self.add_option(options)  
        self.step.add_steps('blast')  
        self.on('start', self.step_start)  
        self.on('end', self.step_end)
```

```
    def step_start(self):  
        self.step.blast.start()  
        self.step.update()  
  
    def step_end(self):  
        self.step.blast.finish()  
        self.step.update()
```

- 目录与命名: *tool*需要建立或放在相对应的目录, 文件名称小写, 下划线分割单词, *Agent/Tool*的命名使用驼峰命名法, 单词首字母大写加上父类名称, 例如: *distance_calc.py* >> *DistanceCalcAgent/Tool*
- *add_option*: *option*为一个列表, 包含元素为字典, 字典的键为*name*、*type*、*default*(*infile/outfile*之外可有)、*format*(*infile/outfile*类型独有)
 - *type*: 为字符串类型。有*int*, *float*, *string*, *infile*, *outfile*
 - *format*: *files*目录下的路径, 可以为多个不同的文件类型, 用逗号分隔, 例如: *align.blast.blast_table*, *align.blast.blast_xml*
- *step*: *tool*运行的步骤状态, 通过*add_steps*的方式添加, 可同时添加多个, 具体步骤(*step*)对象有*start*和*finish*的方法, 用于添加步骤信息, 主步骤的*update*方法用于发送前端步骤信息。
- *on*: 使用绑定, 第一个参数为事件名称, 第二个为绑定函数对象, 第三个为函数参数, 函数参数的使用不同于一般参数, 后续细讲

tool&agent开发和测试—tool&agent开发—agent

```
def check_options(self):
    if not self.option("query").is_set:
        raise OptionError("必须设置参数query")
    if self.option('query_type') not in ['nucl', 'prot']:
        raise OptionError('query_type查询序列的类型为nucl(核酸)或者prot(蛋白):{}'.format(self.option('query_type')))
    else:
        if self._fasta_type[self.option('query').prop['seq_type']] != self.option('query_type'):
            raise OptionError(
                '文件检查发现查询序列为:{}, 而说明的文件类型为:{}'.format(
                    self._fasta_type[self.option('query').prop['seq_type']], self.option('query_type')))
        if self.option("database") == 'customer_mode':
            if not self.option("reference").is_set:
                raise OptionError("使用自定义数据库模式时必须设置reference")
            if self.option('reference_type') not in ['nucl', 'prot']:
                raise OptionError('reference_type参考序列的类型为nucl(核酸)或者prot(蛋白):{}'.format(self.option('query_type')))
            else:
                if self._fasta_type[self.option('reference').prop['seq_type']] != self.option('reference_type'):
                    raise OptionError(
                        '文件检查发现参考序列为:{}, 而说明的文件类型为:{}'.format(
                            self._fasta_type[self.option('reference').prop['seq_type']], self.option('reference_type')))
                elif self.option("database").lower() not in ["nt", "nr", "string", 'kegg', 'swissprot']:
                    raise OptionError("数据库%s不被支持" % self.option("database"))
                else:
                    self.option('reference_type', self._database_type[self.option("database").lower()])
            if not 15 > self.option('outfmt') > -1:
                raise OptionError('outfmt遵循blast+输出规则, 必须为0-14之间: {}'.format(self.option('outfmt')))
            if not 1 > self.option('evalue') >= 0:
                raise OptionError('E-value值设定必须为[0-1]之间: {}'.format(self.option('evalue')))
            if not 0 < self.option('num_alignment') < 1001:
                raise OptionError('序列比对保留数必须设置在1-1000之间: {}'.format(self.option('num_alignment')))
            if self.option('blast') not in self._blast_type[self.option('query_type')][self.option('reference_type')]:
                raise OptionError(
                    '程序不试用于提供的查询序列和库的类型, 请仔细检查, 核酸比对核酸库只能使用blastn或者tblastn, \n
                    核酸比对蛋白库只能使用blastp, 蛋白比对蛋白库只能使用blastp, 或者没有提供blast参数')
    return True
```

- 重写`check_options`方法:
检查`tool`运行时传入的参数是否合理和逻辑关系, 以确保`tool`能够正确运行
- 不可消耗过多资源和大量计算
- 检查出错`raise`
`OptionError`(“错误信息”)

注意：

- `self.option(“参数名”)`如果是`infile`，可以有`is_set`的属性，检查是否提供该文件。
- `self.option(“参数名”)`如果是`infile/outfile`(结束后设定)，返回的是文件对象，具有`prop`的属性是一个字典。由`file`中的`set_property`添加，已有`size`和`md5`。`path`属性为文件路径。
- `self.option(“参数名”)`不是文件时直接返回该值，值为设定的类型
- `infile`在参数传入时自动调用了`check`方法，但是并没有自动调用`get_info`方法(如果`check`中调用了`get_info`则另当别论)，以节省不必要的计算资源浪费。所以在使用`prop`属性前，**务必确认，`get_info`已经被调用**

tool&agent开发和测试—tool&agent开发—agent

资源设定：必须重写`set_resource`，`cpu`至少为1，`memory`设置为自由容量单位，如“100M”或者“10G”。软件需要测试，了解资源消耗。如果和输入文件大小等有关，请进行测试，估算资源消耗随文件大小变化的规律。

`java`等程序可以指定程序需求资源，此处资源请求**不得少于**程序运行设置。

```
def set_resource(self):  
    self._cpu = 10  
    self._memory = ''  
  
def end(self):  
    result_dir = self.add_upload_dir(self.output_dir)  
    result_dir.add_relp_path_rules([  
        [".", "", "结果输出目录"],  
    ])  
    result_dir.add_regex_rules([  
        [r".+_vs_+\.xml", "xml", "blast比对输出结果, xml格式"],  
        [r".+_vs_+\.xls", "xls", "blast比对输出结果, 表格(制表符分隔)格式"],  
        [r".+_vs_+\.txt", "txt", "blast比对输出结果, 非xml和表格(制表符分隔)格式"],  
        [r".+_vs_+\.txt_\d+\.xml", "xml", "Blast比对输出多xml结果, 输出格式为14的单个比对结果文件, 主结果文件在txt文件中"],  
        [r".+_vs_+\.txt_\d+\.json", "json", "Blast比输出对多json结果, 输出格式为13的单个比对结果文件, 主结果文件在txt文件中"],  
    ])  
    # print self.get_upload_files()  
    super(BlastAgent, self).end()
```

上传结果与上传结果文件信息：文件被上传到特定网盘位置。用于网页显示结果文件，提供下载。

运行任务项目文件成员管理

搜索文件名称

上传文件

☐

刷新

复制到

移动到

下载

删除

新建文件夹

全部

tsanger_812

cmd_112_1466141647

output

文件名称	描述说明	上传人	上传时间	文件大小	文件类型	操作
<input type="checkbox"/> Otu	OTU聚类结果文件目录	-	2016-06-21 14:02:07	-	-	
<input type="checkbox"/> OtuTaxon_summary	OTU物种分类综合统计目录	-	2016-06-21 14:02:06	-	-	
<input type="checkbox"/> Alpha_diversity	Alpha diversity文件目录	-	2016-06-21 14:02:06	-	-	
<input type="checkbox"/> Beta_diversity	Beta diversity文件目录	-	2016-06-21 14:02:06	-	-	
<input type="checkbox"/> QC_stat	样本数据统计文件目录	-	2016-06-21 14:02:06	-	-	
<input type="checkbox"/> Tax_assign	OTU对应物种分类文件目录	-	2016-06-21 14:02:06	-	-	

实际路径：
/mnt/ilustre/192.168.12.102/rerewrreset/files/m_160/10000411/tsanger_822/cmd_112_1466478373/output
网盘文件目录、用户id、project_sn、task_id、stage_id(一个任务下的子id没有实际使用)

- `add_upload_dir(目录)` # 添加需要上传的目录，返回上传对象
- `add_relpath_rules` # 上传对象添加目录下完整相对路径信息规则
- `add_regexp_rules` # 上传对象添加目录下正则表达式匹配路径信息规则

注意：

- 列表的第一个元素为匹配名称规则，第二个元素为文件类型(没有实际意义，文件夹时为空)，第三个元素为文件描述
- 先匹配正则表达式规则，后匹配完整路径规则，所有文件对一个规则进行匹配，整体结果是后匹配上生效

- 软件目录：使用`self.config.SOFTWARE_DIR`表示`app`目录
- 设置环境变量：`set_environ`，当软件运行需要特定的其他软件或者库文件时，需要设置环境变量，具体参考软件说明。设置方法例如：
`self.set_environ(LD_LIBRARY_PATH=self.config.SOFTWARE_DIR + 'gcc/5.1.0/lib64')`
- 工作目录：`self.work_dir(工作目录)`，`self.output_dir(输出结果目录)`
- `run`：重写`run`方法，`run`函数中运行`tool`计算的实现部分

```
def run(self):  
    """  
    运行  
    :return:  
    """  
    super(BlastTool, self).run()  
    if self.option("database") == 'customer_mode':  
        self.run_makedb_and_blast()  
    else:  
        self.run_blast(self.option("database"))
```

```
..... blast_command = self.add_command("blast", cmd)
..... blast_command.run()
..... self.wait()
..... if blast_command.return_code == 0:
```

- 命令字符串应该从app目录后起，`add_command`自动添加app前的目录
- `add_command`方法返回`command`对象，对象的`run`方法运行命令。
- `self.wait()`运行等待**所有**`command`运行结束。
- `self.wait()`参数为`command`名称，可以为多个，等待特定`commands`完成。
- `command`对象需要检查`return_code`是否为0，绝大多数情况，程序正常结束结果为0

注意：

- 尽量使用`add_command`而不是使用其他方式（`subprocess`等）运行命令
- 在命令中有' |', ' <', ' >'符号时不可使用`add_command`，可以使用`subprocess`方法或者其他多进程方法，同样需要检查是否正确结束。
- `packages`函数的使用计算量小的可以直接执行，也可以单开进程和线程运行，大计算量的写成脚本用`add_command`的方式运行脚本

- 结果文件可能成为其他tool等的输入，使用`self.option('name', file_path)`赋值，请勿使用`self.option('name').set_path(file_path)`，前者具有文件检查的功能。
- `run`的结束必须为`set_error("错误信息")`或者是`end()`，一般在判断程序是否正常结束后选择。
- 结果文件必须拷贝到输出目录下，大文件放到结果目录务必使用链接的方式(`os.link`)
- 结果文件尽量按用户可识别文件格式标识后缀，例如，制表符分隔的表格文件以`.xls`为后缀

database:将*tool*等的结果数据导入*mongo*数据库, 后续细讲
to_file:将*mongo*数据库中的数据转成*tool*实际计算需要的文件, 后续细讲
web:向*web*端传递任务信息 (*step*, *upload_dir*信息等)

tool&agent开发和测试—测试

- 只能运行workflow: 只有workflow可以接收参数
- sheet对象: workflow的参数形式
- 使用singleworkflow: 接收sheet参数, 根据type运行模块
- 结果目录: ~/workspace/日期/Single_json中的id,
- 错误信息查看: 主目录和tool目录下的log.txt, tool目录下的.err文件和.out文件, 还有屏幕。查错请在log中写入适当的信息

```
{
  -- "id": "blast001",
  -- "type": "tool",
  -- "name": "align.ncbi.blast",
  -- "options": {
    -- "query": "/mnt/ilustre/users/sanger/sgBioinfo/shenghe/test_file/small_trinity.fasta",
    -- "query_type": "nucl",
    -- "database": "string",
    -- "blast": "blastx"
  }
}
```

```
from mbio.workflows.single import SingleWorkflow
from biocluster.wsheet import Sheet

wsheet = Sheet("path/to/single_blast_1.json")
wf = SingleWorkflow(wsheet)
wf.run()
```

使用*logger*:

- 日志对象，用于向屏幕和特定文件以特定的格式写入运行信息
- 信息分四个等级：*debug*、*info*、*warning*、*error*
- 一般情况下只用*info*
- 记录程序运行状态进度，用于调试打印关键值

- 不要改变传入的参数对象
- 在使用文件属性时确认已经`get_info`
- `add_command`会自动添加路径到`app`目录，这个路径尾部没有’/’
- 所有路径，`self.workdir`, `self.config.SOFTWARE_DIR`等尾部都没有’/’，使用’+’时需要注意，最好使用`os.path.join()`

- *add_tool/add_module*方法：给*workflow*添加一个子*tool*（实际是*agent*）/*module*，并返回该对象，对象在*set_options*(字典：参数名为键，参数值为值，值可以为文件对象，即其他*tool*的*outfile*)后可以通过该对象的*run*方法，运行该*tool* (*agent*) /*module*
- *run*方法：*super*父类(即*workflow*)的*run*方法必需在*run*的结尾处，因为该方法是阻塞的。

强调：*tool*等的*run*方法是不阻塞的

- 依赖：
 - *on*: 方法参数有三个，第一个为事件名称，第二个是绑定处理函数对象，第三个是函数对象的参数，必须为简单的python对象。处理函数不能直接获取到参数，需要处理函数的第一个参数接收一个字典对象，字典的键为*data*的值为参数，而*bind_object*键的值为绑定的对象，**依赖必须在*tool/module/workflow*运行之前**
 - *on_rely*: 至少两个*tool*等的*end*事件触发一个函数对象，与*on*一样的方式获取参数

- *database*: 需要使用*api/database*下的对象将结果文件写入*mongo*库
 - 继承于*biocluster.api.database.base Base*
 - *self.db*为需要写入的*mongo*数据库对象
 - *self.bind_object*有可能是运行的*workflow*对象，也可能是只有*workflow*一些基本属性的假对象。
 - 故只可以使用假对象的属性：
 - *id* # *task_id*
 - *name* # 名称
 - *workdir* # 工作目录
 - *fullname* # 全称(加上父模块名称)
 - *output* # 模块输出目录
 - *sheet* # *workflow*参数对象完整还原，主要信息可以在*sheet*中找到，例如：*project_sn*，*options*等等

- *database*:
 - 写入数据库函数必须提供一个参数, *main*(控制主表和*detail*表的写入)
 - 主表: 一个结果文件(结果表)的基本信息
 - *detail*表: 结果文件的拆分存放的内容表
 - 函数必须返回主表*id(ObjectId)*

End:



- *end*: 在*end*之前需要将各个调用的子模块的结果放到*workflow*的*output*中, 重写*end*方法时, 需要在结尾*super*父类的*end*
- *upload_dir*: 需要上传文件, 同样需要将结果文件上传, 上传文件并不在*workflow*中运行, 而是另外将上传信息写入*mysql*数据库中, 由特定进程上传文件, 可以使用*clone_upload_dir_from(obj)*克隆子模块的上传文件夹/文件信息
- 关于代码截停: *IMPORT_REPORT_DATA*, *IMPORT_REPORT_AFTER_END* 的参数同时为真, 会使*api-database*对象的函数调用被不执行, 在程序结束后再通过记录执行入库操作, 一般情况下不需要使用, 只有在入库数据量特别大时使用。
- 由于代码截停, 入库操作函数返回值不可再*workflow*中使用, 否则造成错误, 但是可以在其他后续入库操作中使用。

*module*和*workflow*的编写基本一致：

- 不同的地方在于*super*父类的*run*方法和*tool*一样，在*run*的开始
- 不需要写入数据库操作

与*tool*同样的测试方式

- a




submit: 获取投递是否成功, 成功则, 扫描mongo数据库, 任务是否完成

instant: 放回计算结果信息, 和结果在数据库存放信息

mongo数据库:


sg_otu



```
{
  "_id" : ObjectId("578d851a17b2bf28d858d99f"),
  "status" : "end",
  "created_ts" : "2016-07-19 09:40:42",
  "name" : "otu_taxon_origin",
  "task_id" : "sanger_882",
  "project_sn" : "10000440",
  "params" : "{\"confidence\":0.8,\"database\":\"unite7.0/its_fungi\",\"identity\":0.97,\"otu_id\":\"None\",\"revcomp\":false}",
  "from_id" : 0
}
```

sg_otu_detail

```
{
  "_id" : ObjectId("56a851f20e6da959c9029b0f"),
  "task_id" : "sanger_268",
  "otu_id" : ObjectId("56a851f20e6da959c9029afa"),
  "d_" : "d_Eukaryota",
  "k_" : "k_Fungi",
  "p_" : "p_Ascomycota",
  "c_" : "c_Sordariomycetes",
  "o_" : "o_Xylariales",
  "otu" : "OTU14",
  "sample1" : 17,
  "sample5" : 0,
  "sample6" : 0,
  "sample2" : 0,
  "sample4" : 0,
  "sample7" : 0,
  "sample3" : 0
}
```



controller:

- 对象继承自*MetaController*(只限于*meta*开发)
- *Metacontroller*是对*post*进来的内容进行了*meta*分析信息的检查, 并获取基础信息: *taskId*、*projectSn*、*memberId*
- *Metacontroller*继承自*webroot\mainapp\controllers\core\basic.py*, *basic*提供了即时运行的基本设置
- *super*父类的*post*方法。返回值必须为空, 否则返回前端*success:false*
- 检查模块需要的参数和参数逻辑。
- 设置运行*workflow*需要的*sheet*中的部分参数, *self.task_name(name)*, *self.options(options)*, *self.to_file(to_file)*。
- 使用*run*方法
- *return returnInfo*

注意: 将写数据库必要的参数放在*options*中传入*workflow*

params:

- *params*需要将前端传入的参数打包成字符串存入*mongo*，主要用于参数比对，避免重复运行相同的任务，键参数名需要排序，不可有空格
- 一般情况下使用*json.dumps(params_json, sort_keys=True, separators=(',', ':'))*
- 特殊情况下，例如：*group*信息，内部同样需要排序

与一般的*workflow*不同的是主表的*id*需要使用`self.add_return_mongo_id()`的方法，参数有三个：表名，*id*，说明描述

controller:

- 没有任何继承
- *post*函数需要身份验证修饰器*check_sig*
- 检查参数和逻辑
- 需要获取*task_id*
- *get_new_id* # 渊源为前端从交互分析发起的任务不认为是一个任务，而是基于原有任务的任务，后端为了区分，必须为新的任务生成新的*id*
- 获取*member_id*和*project_sn*生成特定的文件上传目标目录
- 写主表(包括*params*，状态*status*为*start*)
- 写入*mysql*表任务信息(*sheet*信息等)
- *return* 投递成功信息

workflow: 不需要写入主表，其他与即时模块相同

controller网页接口开发和测试—测试

- `webroot\main.py(main_wsgi.py)`
- 新的controller模块需要添加到`main.py`在`main.py`测试通过后，加入`main_wsgi.py`，例如：

```
from mainapp.controllers.instant.meta.beta.anosim import Anosim
```


在url中添加url指向
`"/meta/beta/anosim", "Anosim"`
- 开启信息接收端口：1-65536，自选较大的端口号，不可使用已被占用的端口号，例如80，22，24，3366，27017等，相互协调，不可重选
例如：`python main.py 8090`
- 向端口发送测试数据：`bin\webapitest.py`
例如：`python webapitest.py post meta/beta/anosim -c client01 -n "otu_id;level_id;distance_algorithm;permutations;group_id;group_detail" -d "56ce51860e6da9cf6bd716f3;8;pearson;999;56ce50430e6da9cf6bd716e9;/mnt/ilustre/users/sanger/sheng.he_test/grou p_test_post.txt" -b http://192.168.12.102:8090`

- a